

	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional		
	Date	2026-04-02	Rev.	02

Korrigierter Kontrolllösungsbereich nach RiliBÄK 2023 |
Recalculated control solution range according to RiliBÄK 2023

Mit der Einführung unseres GL 44 Professional hat sich die Firma Beurer ebenfalls um entsprechend angepasste Informationen über den Kontrolllösungsbereich der Teststreifen bemüht. Aufgrund unserer mehrstufigen Lieferkette entstehen zeitliche Verzögerungen, bis unsere Anpassungen bei Ihnen ankommen. Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der neue RiliBÄK Kontrolllösungsbereich bereits auf Ihren Produkten aufgedruckt ist und ob die Teststreifen noch haltbar sind.

Es können unter Einhaltung der RiliBÄK 2023 weiterhin die Kontrolllösungen und Teststreifen mit altem Informationsstand **in Kombination mit diesem Dokument** verwendet werden.

Sie finden die für GL 44 Professional geltenden Zielwerte und $\pm 5\%$ Zielbereiche für Kontrolllösungsmessungen zugeordnet der jeweiligen LOT in Anhang A in mg/dL und in Anhang B in mmol/L.

Die LOT der Teststreifen befindet sich sowohl auf der Verpackung aufgedruckt als auch auf dem Haftetikett der Dosen oder der Folie bei einzeln verpackten Teststreifen. Sie erkennen die LOT an diesem Symbol **LOT**. Sollte Ihre LOT nicht in dieser Liste zu finden sein und noch über die alten Informationen verfügen, wenden Sie sich bitte an den Beurer Kundenservice oder Ihren persönlichen Beurer Ansprechpartner.

With the introduction of our GL 44 Professional, Beurer has also made efforts to provide appropriately adapted information about the control solution range of the test strips. Due to our multi-stage supply chain, there may be delays before our adjustments reach you. Please check before use whether the new RiliBÄK control solution range is already printed on your products and whether the test strips are still within their shelf life.

*In compliance with RiliBÄK 2023, the control solutions and test strips with the old information can still be used **in combination with this document**.*

*You will find the target values and $\pm 5\%$ target ranges for control solution measurements assigned to the respective LOT for GL 44 Professional in appendix A in mg/dL and in appendix B in mmol/L. The LOT of the test strips is printed on the packaging as well as on the adhesive label vials or the foil in the case of single packaged test strips. You can recognize the LOT by this symbol **LOT**. If your LOT is not included in this list and you still have the old information, please contact Beurer Customer Service or your personal Beurer contact person.*

	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional			
	Date	2026-04-02	Rev.	02	

Anhang A (mg/dL) | Appendix A (mg/dL)

Ziel- und Grenzwerte für Kontrolllösungsmessungen in mg/dL Target and limit values for control solution measurements in mg/dL						
mg/dL						
LOT	Level 3 (normal) Level 3 (medium/normal)			Level 4 (hoch) Level 4 (high)		
	Unterer Grenzwert -5%	Zielwert	Oberer Grenzwert +5%	Unterer Grenzwert -5%	Zielwert	Oberer Grenzwert +5%
	Lower limit -5%	Target value	Upper limit +5%	Lower limit -5%	Target	Upper limit +5%
J13/1	138	146	153	340	358	375
J15/4	137	145	152	338	356	373
J16/1	137	145	152	339	357	374
J16/2	138	146	153	341	359	376
J16/3	137	145	152	339	357	374
J16/1-1	137	145	152	339	357	374
J16/1-2	137	145	152	339	357	374
J12/5	137	145	152	338	356	373
J17/2	138	146	153	339	357	374
J20/4	136	144	151	338	356	373
J21/3	136	144	151	338	356	373
J22/2	137	145	152	339	357	374
J22/3	137	145	152	338	356	373
J22/4	138	146	153	340	358	375
J22/5	138	146	153	340	358	375
J22/6	137	145	152	340	358	375
J22/4-1	138	146	153	340	358	375
J22/4-2	138	146	153	340	358	375
J20/4-1	137	145	152	339	357	374
J20/4-2	137	145	152	339	357	374
J25/3	137	145	152	339	357	374
J25/4	138	146	153	340	358	375
J26/2	138	146	153	339	357	374
J20/5	137	145	152	338	356	373
J31/1	137	145	152	341	359	376
J31/3	136	144	151	338	356	373
J31/4	137	145	152	340	358	375
J31/5	136	144	151	338	356	373
J32/1	137	145	152	339	357	374
J32/2	136	144	151	338	356	373
J32/3	136	144	151	338	356	373
J32/4	136	144	151	338	356	373
J32/5	136	144	151	338	356	373
J32/6	136	144	151	338	356	373
J33/1	136	144	151	338	356	373

Beurer Template 410-0004 / rev05 / 2024-01-11

	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional				
	Date	2026-04-02	Rev.	02		
J33/2	136	144	151	338	356	373
J33/3	136	144	151	337	355	372
J33/4	136	144	151	337	355	372
J33/5	136	144	151	337	355	372
J34/2	136	144	151	337	355	372
J34/2-1	137	145	152	339	357	374
J34/2-2	137	145	152	339	357	374
2024J34/04	136	144	151	337	355	372
2024J35/03	136	144	151	338	356	373
2024J35/03-1	136	144	151	338	356	373
2024J37/04	136	144	151	339	357	374
2024J37/05	136	144	151	338	356	373
2024J39/05	137	145	152	338	356	373
2024J41/01	136	144	151	338	356	373
2024J41/02	136	144	151	338	356	373
2024J41/03	136	144	151	338	356	373
2024J41/04	137	145	152	338	356	373
2024J41/02-1	137	145	152	338	356	373
2024J41/02-2	137	145	152	338	356	373
2024J42/03	137	145	152	338	356	373
2024J42/04	136	144	151	338	356	373
2024J42/05	137	145	152	338	356	373
2024J42/06	136	144	151	338	356	373
2024J42/04-1	137	145	152	339	357	374
2024J42/04-2	137	145	152	339	357	374
2024J43/01-1	137	145	152	339	357	374
2024J43/03	137	145	152	338	356	373
2024J43/04	137	145	152	339	357	374
2024J43/05	136	144	151	338	356	373
2024J43/06	137	145	152	338	356	373
2024J43/07	136	144	151	338	356	373
2024J44/02	137	145	152	339	357	374
2024J44/03	137	145	152	338	356	373
2024J44/05	136	144	151	338	356	373
2024J44/06	137	145	152	338	356	373
2024J45/01	137	145	152	338	356	373
2024J45/02	136	144	151	338	356	373
2024J45/04	136	144	151	337	355	372
2024J46/01	136	144	151	338	356	373
2024J46/02	137	145	152	338	356	373
2024J46/03	136	144	151	337	355	372
2024J46/04	136	144	151	337	355	372
2024J46/05	136	144	151	338	356	373
2024J46/06	136	144	151	337	355	372
2024J47/01	137	145	152	338	356	373
2024J47/01-1	136	144	151	338	356	373
2024J46/07	136	144	151	338	356	373

beurer	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional				
	Date	2026-04-02	Rev.	02		
2024J46/04-1	136	144	151	338	356	373
2024J46/04-2	136	144	151	338	356	373
2024J47/02	136	144	151	337	355	372
2024J47/03	136	144	151	337	355	372
2024J48/02	136	144	151	337	355	372
2024J50/02	136	144	151	337	355	372
2024J52/02	136	144	151	338	356	373
2024J52/03	136	144	151	337	355	372
2024J52/04	136	144	151	337	355	372
2024J52/05	135	143	150	336	354	371
2024J52/06	135	143	150	336	354	371
2024J52/04-1	136	144	151	337	355	372
2024J53/01	136	144	151	337	355	372
2024J53/01-1	136	144	151	337	355	372
2024J53/02	136	144	151	337	355	372
2025K01/05	136	143	150	336	354	372
2025K02/03	137	144	151	337	355	373
2025K04/02	137	144	151	338	356	373
2025K04/03	136	143	150	337	355	372
2025K04/04	137	144	151	337	355	372
2025K04/05	136	144	151	337	355	372
2025K06/03	136	144	151	337	355	373
2025K06/04	136	144	151	338	356	373
2025K06/05	136	144	151	337	355	373
2025K07/01	138	145	152	338	356	374
2025K07/02	137	145	152	338	356	373
2025K07/02-1	137	145	152	338	356	373
2025K07/03	137	144	151	337	355	373
2025K07/03-1	137	144	151	338	356	373
2025K07/04	137	144	151	338	356	373
2025K07/05	137	145	152	337	355	373
2025K08/01	137	145	152	338	356	374
2025K08/04	136	144	151	337	355	373
2025K08/05	136	144	151	337	355	373
2025K08/06	136	143	150	337	355	372
2025K09/02	136	144	151	337	355	373
2025K09/03	137	144	151	338	356	373
2025K09/04	137	144	151	337	355	373
2025K10/01	136	144	151	338	356	373
2025K10/02	137	144	151	338	356	373
2025K10/03	137	144	151	338	356	373
2025K10/04	137	144	151	338	356	373
2025K10/05	136	144	151	337	355	373
2025K12/03-1	136	144	151	337	355	372
2025K12/03-2	136	144	151	337	355	372
2025K14/01	136	143	150	336	354	372
2025K16/01	137	144	151	338	356	373

	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional				
	Date	2026-04-02	Rev.	02		
2025K16/02	137	144	151	337	355	373
2025K17/03	137	144	151	338	356	373
2025K17/04	137	144	151	338	356	373
2025K17/05	137	144	151	338	356	373
2025K18/01	136	144	151	337	355	373
2025K18/02	137	144	151	338	356	374
2025K18/03	137	144	151	337	355	373
2025K20/01	137	144	151	337	355	373
2025K20/02	137	144	151	338	356	373
2025K20/04	136	143	150	336	354	372
2025K20/05	137	144	151	338	356	373
2025K21/01-1	137	144	151	338	356	373
2025K21/01-2	137	144	151	338	356	373
2025K21/05	136	143	150	336	354	372
2025K22/01	136	144	151	337	355	372
2025K22/02	136	144	151	337	355	372
2025K22/03	136	144	151	337	355	373
2025K22/04	136	143	150	337	355	372
2025K22/05	136	144	151	336	354	372
2025K23/03	136	144	151	337	355	373
2025K25/01	136	143	150	337	355	372
2025K25/01-1	136	144	151	337	355	373
2025K26/04	136	144	151	337	355	372
2025K26/05	137	144	151	338	356	373
2025K26/06	137	144	151	337	355	373
2025K26/07	137	144	151	338	356	373
2025K26/04-1	136	143	150	336	354	372
2025K26/04-2	136	143	150	336	354	372
2025K27/05	136	143	150	336	354	371
2025K28/04	136	143	150	337	355	372
2025K28/05	136	143	150	336	354	372
2025K29/03	136	144	151	337	355	372
2025K29/04	137	144	151	338	356	373
2025K29/05	137	144	151	337	355	373
2025K31/04	137	144	151	338	356	373
2025K31/04-1	137	145	152	338	356	373
2025K31/04-2	137	145	152	338	356	373
2025K32/02	137	145	152	338	356	373
2025K32/04	136	144	151	337	355	372
2025K32/05	137	144	151	338	356	373
2025K32/06	137	145	152	339	357	374
2025K33/04	137	144	151	338	356	373
2025K33/04-1	136	144	151	337	355	372
2025K33/04-2	136	144	151	337	355	372
2025K33/05	137	144	151	338	356	374
2025K34/01-1	137	145	152	339	357	374
2025K34/01-2	137	145	152	339	357	374

2025K35/04	137	144	151	338	356	374
2025K38/01	137	144	151	338	356	374
2025K38/02	137	145	152	339	357	375
2025K38/03	137	144	151	338	356	373
2025K37/05	137	145	152	338	356	374
2025K37/06	137	145	152	338	356	374
2025K38/04	137	144	151	338	356	374
2025K38/05	137	145	152	338	356	373
2025K39/01	137	145	152	338	356	374
2025K39/02	137	144	151	338	356	373
2025K39/02-1	137	144	151	338	356	373
2025K39/03	137	144	151	337	355	373
2025K39/05	138	145	152	339	357	375
2025K39/06-1	137	144	151	338	356	374
2025K40/02	136	144	151	337	355	372
2025K42/03	136	144	151	337	355	372
2025K42/04	137	144	151	337	355	373
2025K42/05	136	144	151	337	355	372
2025K43/01	136	144	151	337	355	372
2025K43/02	136	144	151	336	354	372
2025K43/03	137	145	152	337	355	373
2025K43/04	137	144	151	338	356	374
2025K44/01	137	144	151	337	355	373
2025K46/04	136	144	151	337	355	372
2025K47/03	136	143	150	336	354	371
2025K47/04	137	144	151	336	354	372
2025K47/05	136	144	151	337	355	372
2025K48/01	138	145	152	339	357	375
2025K48/02	137	144	151	337	355	373
2025K48/03	136	143	150	336	354	372
2025K48/04	137	144	150	338	355	372
2025K50/04	136	143	150	336	354	371
2025K46/05	137	144	150	337	354	371
2026L01/05	137	144	150	337	355	372
2026L02/02	137	144	151	339	356	373
2026L02/03	137	144	150	338	356	373
2026L05/03	137	144	150	338	355	372
2026L05/04	137	144	150	338	356	373
2026L05/05	136	143	149	337	354	371
2026L05/06	136	143	149	337	354	371
2026L06/01-1	138	145	152	340	357	374
2026L06/01-2	138	145	152	340	357	374
2026L06/05-1	137	144	151	339	356	373
2026L06/04	138	145	151	339	357	374
2026L06/05	138	145	151	339	357	374
2026L06/07	138	145	151	339	357	374

	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional			
	Date	2026-04-02	Rev.	02	

Anhang B (mmol/L) | Appendix B (mmol/L)

Ziel- und Grenzwerte für Kontrolllösungsmessungen in mmol/L Target and limit values for control solution measurements in mmol/L						
mmol/L						
LOT	Level 3 (normal) Level 3 (medium/normal)			Level 4 (hoch) Level 4 (high)		
	Unterer Grenzwert -5%	Zielwert	Oberer Grenzwert +5%	Unterer Grenzwert -5%	Zielwert	Oberer Grenzwert +5%
	Lower limit -5%	Target value	Upper limit +5%	Lower limit -5%	Target	Upper limit +5%
J13/1	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,8
J15/4	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J16/1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J16/2	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,9
J16/3	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J16/1-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J16/1-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J12/5	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J17/2	7,7	8,1	8,5	18,8	19,8	20,8
J20/4	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J21/3	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J22/2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J22/3	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J22/4	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,8
J22/5	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,8
J22/6	7,6	8,0	8,4	18,9	19,9	20,8
J22/4-1	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,8
J22/4-2	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,8
J20/4-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J20/4-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J25/3	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J25/4	7,7	8,1	8,5	18,9	19,9	20,8
J26/2	7,7	8,1	8,5	18,8	19,8	20,8
J20/5	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J31/1	7,6	8,0	8,4	18,9	19,9	20,9
J31/3	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J31/4	7,6	8,0	8,4	18,9	19,9	20,8
J31/5	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J32/1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J32/2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J32/3	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J32/4	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J32/5	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J32/6	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J33/1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7

Beurer Template 410-0004 / rev05 / 2024-01-11

beurer	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional				
	Date	2026-04-02	Rev.	02		
J33/2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
J33/3	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
J33/4	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
J33/5	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
J34/2	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
J34/2-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
J34/2-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J34/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J35/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J35/03-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J37/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J37/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J39/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J41/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J41/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J41/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J41/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J41/02-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J41/02-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J42/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J42/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J42/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J42/06	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J42/04-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J42/04-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J43/01-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J43/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J43/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J43/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J43/06	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J43/07	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J44/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2024J44/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J44/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J44/06	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J45/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J45/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J45/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J46/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J46/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J46/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J46/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J46/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J46/06	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J47/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J47/01-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J46/07	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7

beurer	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional				
	Date	2026-04-02	Rev.	02		
2024J46/04-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J46/04-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J47/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J47/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J48/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J50/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J52/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2024J52/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J52/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J52/05	7,5	7,9	8,3	18,7	19,7	20,6
2024J52/06	7,5	7,9	8,3	18,7	19,7	20,6
2024J52/04-1	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J53/01	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J53/01-1	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2024J53/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K01/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K02/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K04/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K04/03	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K04/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K04/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K06/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K06/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K06/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K07/01	7,7	8,1	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K07/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K07/02-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K07/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K07/03-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K07/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K07/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K08/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K08/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K08/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K08/06	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K09/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K09/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K09/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K10/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K10/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K10/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K10/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K10/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K12/03-1	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K12/03-2	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K14/01	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K16/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7

beurer	Title	DE Korrigierte Kontrolllösungsbereiche nach RiliBÄK 2023 für GL 44 Professional EN Recalculated control solution ranges according to RiliBÄK 2023 for GL 44 Professional				
	Date	2026-04-02	Rev.	02		
2025K16/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K17/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K17/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K17/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K18/01	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K18/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K18/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K20/01	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K20/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K20/04	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K20/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K21/01-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K21/01-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K21/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K22/01	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K22/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K22/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K22/04	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K22/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K23/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K25/01	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K25/01-1	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K26/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K26/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K26/06	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K26/07	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K26/04-1	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K26/04-2	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K27/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,6
2025K28/04	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K28/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K29/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K29/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K29/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K31/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K31/04-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K31/04-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K32/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K32/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K32/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K32/06	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K33/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K33/04-1	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K33/04-2	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K33/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K34/01-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K34/01-2	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8

2025K35/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K38/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K38/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K38/03	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K37/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K37/06	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K38/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K38/05	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K39/01	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K39/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K39/02-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2025K39/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K39/05	7,7	8,1	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K39/06-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K40/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K42/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K42/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K42/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K43/01	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K43/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K43/03	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K43/04	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K44/01	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K46/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K47/03	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,6
2025K47/04	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K47/05	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K48/01	7,7	8,1	8,4	18,8	19,8	20,8
2025K48/02	7,6	8,0	8,4	18,7	19,7	20,7
2025K48/03	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2025K48/04	7,6	8,0	8,3	18,8	19,8	20,7
2025K50/04	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,6
2025K46/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,6
2026L01/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,7
2026L02/02	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2026L02/03	7,6	8,0	8,3	18,8	19,8	20,7
2026L05/03	7,6	8,0	8,3	18,8	19,8	20,7
2026L05/04	7,6	8,0	8,3	18,8	19,8	20,7
2026L05/05	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,6
2026L05/06	7,6	8,0	8,3	18,7	19,7	20,6
2026L06/01-1	7,7	8,1	8,4	18,9	19,9	20,8
2026L06/01-2	7,7	8,1	8,4	18,9	19,9	20,8
2026L06/05-1	7,6	8,0	8,4	18,8	19,8	20,7
2026L06/04	7,7	8,1	8,4	18,8	19,8	20,8
2026L06/05	7,7	8,1	8,4	18,8	19,8	20,8
2026L06/07	7,7	8,1	8,4	18,8	19,8	20,8