

InterTube™ Endotrachealtuben

Das InterTube-Sortiment wurde für den Einsatz in der Anästhesie, Notaufnahme und Notfallmedizin entwickelt und bietet drei Arten von Trachealtuben: mit Manschette, spiralverstärkt und ohne Manschette, in einer großen Auswahl an Größen für Kinder und Erwachsene. Sie werden steril, einzeln verpackt, latexfrei und zum einmaligen Gebrauch geliefert.

Murphy Auge

Reduziert das Risiko einer Okklusion und sichert stetigen Gasflow



Tiefenmarkierung

Hilft bei der korrekten Platzierung des InterTubes

Präzise Kalibrierung

Zeigt exakt an, wie tief der Tubus eingeführt wird

Hochwertiger 15mm Konnektor

Verlässliche Verbindung mit allen Standard-Geräten

Niederdruck-Manschette mit hohem Volumen

Gleichmäßige Druck-Verteilung über eine große Fläche, wodurch der Druck auf das empfindliche Trachea-Gewebe reduziert wird



Eng gewickelter Draht (nur bei spiralverstärkter Ausführung)

Erhöht die Flexibilität und verringert die Verstopfungsgefahr während dem Gebrauch














Strahlenundurchlässige Linie

Ermöglicht die eindeutige Identifizierung des InterTubes auf Röntgenbildern

Qualitätsventil






Sichert Intaktheit der Manschette

Mit Manschette

Artikelnr.	Produkt	Größe (ID)	VE
9040100	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	10.0mm	10 
9040095 	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	9.5mm	10 
9040090	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	9.0mm	10 
9040085	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	8.5mm	10 
9040080	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	8.0mm	10 
9040075	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	7.5mm	10 
9040070	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	7.0mm	10 
9040065	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	6.5mm	10 
9040060	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	6.0mm	10 
9040055	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	5.5mm	10 
9040050	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	5.0mm	10 
9040045	InterTube Endotrachealtubus mit Manschette	4.5mm	10 













Spiralverstärkt

Artikelnr.	Produkt	Größe (ID)	VE
9060100	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	10.0mm	10 
9060095	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	9.5mm	10 
9060090	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	9.0mm	10 
9060085	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	8.5mm	10 
9060080	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	8.0mm	10 
9060075	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	7.5mm	10 
9060070	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	7.0mm	10 
9060065 	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	6.5mm	10 
9060060	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	6.0mm	10 
9060055	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	5.5mm	10 
9060050	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	5.0mm	10 
9060045	InterTube Endotrachealtubus, spiralverstärkt	4.5mm	10 



Ohne Manschette

Artikelnr.	Produkt	Größe (ID)	VE
9050070	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	7.0mm	10 
9050065	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	6.5mm	10 
9050060	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	6.0mm	10 
9050055 	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	5.5mm	10 
9050050	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	5.0mm	10 
9050045	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	4.5mm	10 
9050040	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	4.0mm	10 
9050035	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	3.5mm	10 
9050030	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	3.0mm	10 
9050025	InterTube Endotrachealtubus ohne Manschette	2.5mm	10 